

# Trockenes Auge

## Liderwärmung




## EyeGiene® Insta-Warmth™ System

Das **EyeGiene® Insta-Warmth™** System besteht aus einer Wärmebrille und Einweg-Wärmepads zum Einlegen in die Brillentaschen. Es hilft die Lipidschicht zur Stabilisierung des Tränenfilms wieder herzustellen.

Warme Kompressen sind die Therapie der Wahl bei Blepharitis, Meibom-Drüsen-Dysfunktion, Trockenen Augen, Gersten- und Hagelkorn. Bei vielen anderen Produkten treten jedoch häufig Probleme in Bezug auf Unhandlichkeit, falscher Temperatur und falscher Anwendungsdauer auf. **EyeGiene®** sorgt für eine präzise therapeutische Wärme über den empfohlenen Zeitraum und behandelt die Ursache der Tränenfilmstörung: Durch die Erwärmung der Lipidschicht wird der Tränenfilm stabilisiert – auf natürliche Weise.

Aufgrund des speziellen Designs wird durch Oxidation eine bestimmte Menge an Wärmeenergie in den Pads freigesetzt. Dazu ist weder eine externe Energie- oder Wärmequelle nötig, noch ein Zutun des Anwenders. Die Wärmepads erwärmen sich selbstständig und halten die optimale Wärme für bis zu 15 Minuten.

- **Praktisch, effektiv, komfortabel**
- **Auch unterwegs einsetzbar**
- **Keine externen Wärmequellen erforderlich (Mikrowelle oder Herd)**
- **Lange Einsatzdauer: bis zu 15 Minuten therapeutische Wärme und Komfort**
- **Angenehme Anwendung: Heilsam und entspannend zugleich**
- **Kein verschwommenes Sehen nach der Anwendung**



Produkt	Art.-Nr.	PZN	Stück/VE
<b>EyeGiene® Wärmebrillen-Starterset</b>	EIS-A06	12362139	1 Brille, 20 Wärmepads (10 Paar)
<b>EyeGiene® Nachfüllpack</b>	EIR-A05	12362151	60 Wärmepads (30 Paar)