

Bio-Blue ist eine sterile Trypanblau-Lösung (0,06 % W/V), eine biokompatible, intraokulare Lösung zur Verwendung während der Augenchirurgie.



ANWENDUNGEN

Bio-Blue ist ein hochreines selektives Färbemittel, das zum Färben der vorderen Linsenkapsel verwendet wird, um die Sicherheit während der vorderen Kapsulorhexis bei reifem Katarakt zu verbessern.

VERPACKUNG	1 x 7.0 ml BD Luer-Lock-Einweg-Glasspritze mit steriler 27G Einweg-Kanüle. Die Spritze wird in einer medizinischen Blisterverpackung geliefert, welche optimale Sicherheit und Schutz garantiert.
INHALT	7.0 ml - jeder ml enthält 0,06 % W/V Trypanblau-Lösung
DOSIERUNG	Nach Anweisung des Arztes
INHALTSSTOFFE	Trypanblau (0.06 % W/V), Natriumchlorid und wässrige isotonische Basis
PH	6.8 - 7.6
HALTBARKEIT	3 Jahre ab Herstellungsdatum
LAGERUNG	Zwischen 2°C und 35°C lagern. Von Sonnenlicht fernhalten.