

## AUROVISC

AUROVISC wird in der anterioren Segmentchirurgie des Auges verwendet. Es erhält die Tiefe der Vorderkammer des Auges während des gesamten chirurgischen Eingriffs. Es ermöglicht eine größere Präzision ohne das Risiko, das Endothel der Hornhaut oder andere intraokulare Gewebe zu beschädigen.

- **hervorragende rheologische Eigenschaften**
- **völlig transparent / völlig nicht-antigen**
- **enthält keine Fremdkörper**
- **einfache Entfernung**



<b>AUROVISC 2,0 % 2 ml</b>	
Molekulargewicht	86.000 Dalton
Dynamische Viskosität	3000 - 4500 cPs bei 270C
ph-Wert	6,0 - 7,8
Volumen	2,0 ml
Verpackungseinheit	1 sterile Fertigspritze, inkl. 22-G-Kanüle
Lagertemperatur	+2 bis +25 °C
Artikelnummer	AUROVISC 2,0 % 2 ml

CE 0482