


## Trockenes Auge – Tränenwegsverschlüsse

### OASIS – temporäre Punctum Plugs

- Vorübergehende Linderung der Sicca-Symptome
- Nach chirurgischen Eingriffen am Auge, um Komplikationen aufgrund von Benetzungsstörungen zu verhindern und die Retention örtlicher okularer Medikamente zu verlängern
- Zum Test auf Wirksamkeit von dauerhaften Plugs
- Auch für obere Tränenwege geeignet




<b>OASIS</b>	temporäre synthetische Plugs, steril
Material	Copolymer aus Glykolsäure und Trimethylencarbonat
Färbung	Blau Nr. 6
Auflösungszeit	ca. 3 Monate
Implantation	per Pinzette (empf. Modelle 503A und ECF-27 Titan)

Art.-Nr.	Größe	VE / St.	PZN
6402-A-2	0,2 x 2,0 mm	2	
6403-A-2	0,3 x 2,0 mm	2	05354292
6404-A-2	0,4 x 2,0 mm	2	05354286
6405-A-2	0,5 x 2,0 mm	2	05354263
6402-A	0,2 x 2,0 mm	20	07763155
6403-A	0,3 x 2,0 mm	20	05354346
6404-A	0,4 x 2,0 mm	20	05354317
6405-A	0,5 x 2,0 mm	20	05354323
6400 V	Kombipackung	20 (2x0,2; 6x0,3; 8x0,4; 4x0,5)	05354085

### FORM FIT – Hydrogel Punctum Plugs

- **Hydriert über einen Zeitraum von nur 10 Minuten**
- **Keine spezielle Lagerung erforderlich**
- **Einfaches Entfernen durch Spülung des Tränenkanals**
- **Biokompatibel, kein Fremdkörpergefühl**
- **Vorinstalliert auf einem benutzerfreundlichen Inserter**
- **0,3 mm - eine Größe für alle**

<b>OASIS</b>	dauerhafter Hydrogel-Plug, steril
Material	Hydrogel
Farbe	transparent
Art.-Nr.	6303-T
Ausgangsgröße	0,3 x 2,5 mm
VE / St.	2
PZN	11102560



# Trockenes Auge – Tränenwegsverschlüsse

## PARASOL® – dauerhafte Silikon Punctum Plugs

- Einfache Größenanpassung ohne Messung: die Größen Klein und Mittel decken nahezu das gesamte Patientenspektrum ab
- 92 % Retention\* durch sichere Verankerung
- Steril vorgeladen auf Einwegapplikator – einfache und sichere Implantation
- Problemloses Entfernen bei Bedarf
- Reduzierung des Lagerumfangs durch weniger Größen

\*McCabe C. Plugs reduce Dry-Eye Symptoms, Improve Vision: Review of Ophthalmology, Nov. 2009

### Garantierter Halt

30 Tage Verlustgarantie ab dem Tag des Einsetzens

**PARASOL®** verbleibende Punctum Plugs, steril vorgeladen auf einem Einweg-Injektor

Material | medizinisches Silikon

Farbe | transparent

Art.-Nr.	Größe	VE / St.	PZN
A14-200	x-klein (0,25 – 0,35 mm)	2	05354139
A14-201	klein (0,35 – 0,65 mm)	2	05354151
A14-202	mittel (0,6 – 0,85 mm)	2	05354174
A14-203	groß (0,9 mm +)	2	05354197



### Größenvergleichstabelle

herkömmliche Plugs	0,2 mm	0,3 mm	0,4 mm	0,5 mm	0,6 mm	0,7 mm	0,8 mm	0,9 mm
<b>PARASOL®</b>	extraklein		klein		mittel		groß	

## Micro Flow™ – teildurchlässige Punctum Plugs

- Reduziert den Abfluss der Tränenflüssigkeit, ohne diesen vollständig zu verhindern
- Für Patienten mit moderaten bis ausgeprägten Sicca-Beschwerden
- Bei Kontaktlinsen-Intoleranz
- Nach chirurgischen Eingriffen am Auge, um Komplikationen aufgrund von Benetzungstörungen zu verhindern und die Retention örtlicher okularer Medikamente zu verlängern
- Zur Behandlung der Tränenwegsstenose geeignet

**Micro Flow™** teildurchlässige Punctum Plugs, steril vorgeladen auf einem Einweg-Injektor

Material | Silikon

Farbe | transparent

Art.-Nr.	Größe	VE / St.	PZN
A14-401	klein (0,4 – 0,55 mm)	2	07690516
A14-402	mittel (0,55 – 0,7 mm)	2	07689134
A14-403	groß (0,7 – 0,85 mm)	2	07689128

